

Caracteristici:

Bixol

Gel dezinfectant pentru dezinfectia preoperatorie și de rutină a mâinilor personalului medical și antisepsia tegumentelor înainte manevrelor invazive.

Se folosește fără apă și nu necesită clătire;

Previne transmiterea infecțiilor prin contact;

Triclosanul din compoziție conferă produsului o acțiune dezinfectantă superioară produselor similare, care au în compoziție doar alcooli;

Compatibilitate perfectă cu tegumentele, chiar și la folosire repetată, produsul fiind folosit ca atare în antisepsia cutanată - testat din punct de vedere al toleranței cutanate de către I.S.P în concordanță cu GCP (Good Clinical Practice);

Conține glicerină și aloe vera pentru protecția și hidratarea pielii, permițând folosirea frecventă;

Efect clinic procicatrizant;

Îndeplinește standardele europene pentru dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor.

Compoziție

alcool etilic 70°, triclosan 0.2%, glicerol, extract aloe vera, carbomeri, emolienți, parfum.

Indicații - Mod de utilizare

Dezinfectia preoperatorie și de rutină a mâinilor personalului medical, prin aplicarea pe tegumente, astfel:

Pentru dezinfectia igienică a mâinilor: 3 ml, timp de contact 30 de secunde;

Pentru dezinfectia chirurgicală, preoperatorie a mâinilor: se folosesc aprox. 3 ml, se freacă mâinile 2x45 secunde;

Dezinfectia tegumentelor înainte manevrelor invazive, prin aplicarea pe tegumente, astfel:

Pentru suprafețele cutanate sărace în glande sebacee - înainte de injecții și puncții venoase: timp de contact 30 secunde;

Pentru suprafețele cutanate sărace în glande sebacee - înainte de puncții articulare, puncții ale cavităților seroase și ale organelor cavitare, cât și a micilor intervenții chirurgicale: timp de contact 1 minut;

Pentru suprafețele cutanate bogate în glande sebacee - înainte tuturor intervențiilor (puncții, intervenții chirurgicale) : timp de contact 3 minute.

Efect dezinfectant

virucid: HIV, HVB, HCV, Vaccinia, Herpes simplex 1, Adenovirus, Poliovirus - timp de contact 30 de secunde;

bactericid: Staphylococcus aureus, MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli - timp de contact 30 de secunde;

micobactericid: M. terrae și M. avium - timp de contact 3 minute;

fungicid: Candida albicans, Aspergillus niger - timp de contact 30 de secunde.

Condiționare

produsul se ambalează în flacoane de polietilenă de înaltă densitate de 75ml și 1 litru;

Garanție

produsul are o valabilitate de 3 ani de la data fabricației.